

Crystal Tube - SGT



充填用シーラー・シーラー縦置台

タンパク質試料・溶液を充填した Crystal Tube-SGT を、容易に加熱シールできます。

特 長

- ◆ Crystal Tube-SGT を縦にした状態のまま、1 度で確実に加熱シールができるシーラーです。
- ◆ シール圧が高いため、確実にシールできるので液漏れの心配がありません。
- ◆ 容器を縦にしたまま加圧できるため、作業が極めて簡単です。
- ◆ Crystal Tube-SGT を利用した、多条件のタンパク質結晶化実験を行う際にとっても便利です。



料金表

商品コード	品名	仕様	一般小売価格 (税抜)	備考
MB2004-CRT500	厚物ガゼット用ポリシーラー T130K 220V、SGTシール用改造仕様	1式	¥90,000	・海外用 ・購入消耗品一式を含む ・取扱説明書同封 ・電源I/FはC型コネクタと接続可能
MB2004-CRT500J	厚物ガゼット用ポリシーラー T130K 100V、SGTシール用改造仕様	1式	¥82,000	・日本用 ・購入消耗品一式を含む ・取扱説明書同封
MB2004-CRT501B	厚物ガゼット用ポリシーラー縦置台 (アルミ製)	1式	¥88,000	

※ 製品は改良のため予告なく変更されることがありますので、予めご了承下さい。

(株)コンフォーカルサイエンスは、タンパク質の発現から構造解析で創薬研究をお手伝いします。

(株)コンフォーカルサイエンスは、(独)宇宙航空研究開発機構の宇宙実験を技術支援しています。

販売代理店

 株式会社 池田理化 営業企画部
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-8-6
Tel. 03-5256-1811, Fax 03-5256-1818
E-mail: ike-contact@ikedarika.co.jp

製造・お問合せ

株式会社 コンフォーカルサイエンス

〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-12-2 第二早川ビル 7 階
E-mail: info@confsci.co.jp URL: www.confsci.co.jp
TEL: 03-3864-6606 FAX: 03-3864-6605

詳細はお気軽にお問合せください。

